

Gyakran Ismétlődő Kérdések



1. Mi van a csomagban?

- S.P.E.L. software
- S.P.E.L. software kezelési utasítás
- 1db analóg jelfeldolgozó egység beépített NiDAQ kártyával és USB csatlakozóval
- kábelek

2. Van garancia?

Igen, 2 év.

3. Meg kell venni a National Instruments kártyát?

Nem, mert az analóg jelfeldolgozó egységbe bele van építve. Amennyiben saját NI kártyával rendelkeznek, úgy a garancia, szállítás és installáció saját felelőssége.

4. Lehet használni egynél több software-t egy gépen?

Igen, mert mindegyik S.P.E.L. szoftver ugyan arra a National Instruments kártyára van fejlesztve.

5. Lehet használni laptopot?

Igen. Az újonnan fejlesztet analóg jelfeldolgozó egység tartalmazza a NiDAQ kártyát és USB csatlakozóval rendelkezik.

6. Elérhetőek a frissítések?

Általános karbantartó frissítések elérhetőek. Tovább fejlesztett, magasabb verzió számú frissítéseket új terméknek számítanak, melyek csökkentett áron megvásárolhatóak.

7. Lehet használni a software-t más laptopon vagy számítógépen?

Nem. Amennyiben korábban felvett adatot kell analizálni, kérje software-e demó verzióját, amin az összes analízis funkció elérhető.

8. Ki adja a számítógépet/laptopot?

A software-rel automatikusan nem történik a számítógép szállítása. Igény szerint az Experimetria Kft. leszállíthatja a számítógép rendszert extra díjszabás ellenében

9. Melyik Windows operációs rendszer kell?

A S.P.E.L. szoftver rendszerek az alábbi operációs rendszerekkel alatt működnek: 95/98/XP/Vista/Win 7.

10. Lehet más paramétert mérni?

Igen. Az összes S.P.E.L. szoftver tartalmaz Felhasználó által definiált (User Define) opciót, ami alkalmas bármilyen felhasználói feszültség fogadására.

11. Nyitott rendszer? Lehet használni más biológiai erősítőt?

Igen. A S.P.E.L. szoftverek bármilyen sztenderd analóg 0 +5v DC jelet képesek fogadni.

12. Lehet kérni software tréninget?

Igen. A részletekért, kérjük lépjen kapcsolatba az Experimetria Kft-vel.